



Start your Sensor Instructions for Use EN-English

1. Install the APP & Log In
Scan the QR code to download the FurCarer APP and register an account.
2. Prepare the Application Site
2.1 Shave the application site on your pet to remove fur. The cleaner the area, the better the sensor adhesion.
2.2 Clean the shaved skin using an alcohol pad to remove any dirt and oil. Allow the area to air dry completely.
We recommend placing the sensor on the back or side of the neck/shoulder blade area for dogs and cats, where it's harder for them to reach.
3. Apply the Sensor
3.1 Slide the blue button to the topmost position.
Push upward until it can't go any further. You will see a silver seal pop out.
3.2 Tear off the sealing ring and open the top cap to reveal the applicator button.
3.3 Firmly press the button until you hear a "click" sound.
3.4 Unscrew and remove the bottom cap.
Do not press the applicator before placing it on your pet.
3.5 Align the applicator vertically to the application site.
With the top cap closed, press the applicator firmly down until you hear a "click."
- 3.6 Gently lift the applicator straight off your pet's skin.
3.7 Confirm that the sensor is attached and gently press around the adhesive area for about 10 seconds.
4. Pair the Sensor with the App
4.1 Use the APP to scan the QR code on the back of the applicator to connect the sensor.
4.2 If scanning fails, you may also enter the pairing code manually.
5. Apply the Overpatch
To ensure secure placement, apply the included overpatch on top of the sensor.
You'll find it in the envelope inside the product box.
We recommend extra protection for active pets — such as a snug-fitting pet shirt or a soft bandage wrap if needed.

Important:
Please review the complete instructions that come with your CGM device. These contain essential safety, usage, and care guidelines.
Visit [<https://www.furcarer.com/downloads>] or scan the QR code on the Quick Guide for the latest manuals.
You can also contact your local distributor for product support.

Avvia il tuo sensore Istruzioni per l'uso IT-Italiano

1. Installa l'APP e accedi
Scansiona il codice QR per scaricare l'app FurCarer e registrare un account.
2. Prepara il sito di applicazione
2.1 Rasa la zona di applicazione sul tuo animale per rimuovere il pelo. Più l'area è pulita, migliore l'adesione del sensore.
2.2 Pulisci la pelle rasata con un tampone alcolico per rimuovere sporco e oli. Lascia asciugare completamente all'aria.
- Consigliamo di posizionare il sensore sulla parte superiore della schiena o sul lato del collo/area scapolare di cani e gatti, dove è più difficile per loro raggiungerlo.
3. Applica il sensore
3.1 Scorri il pulsante blu fino alla posizione più alta.
*Spingi verso l'alto fino a quando non si blocca—vedrai uscire un sigillo argentato.
- 3.2 Rimuovi l'anello di sigillo e apri il tappo superiore per rivelare il pulsante dell'applicatore.
- 3.3 Premi con decisione il pulsante finché non senti un "clic".
- 3.4 Svitare e rimuovere il cappuccio inferiore.
*Non premere l'applicatore prima di posizionarlo sull'animale.
- 3.5 Allinea l'applicatore verticalmente sul sito di applicazione. Premi con fermezza fino a sentire un "clic".
- 3.6 Rimuovi delicatamente l'applicatore in verticale dalla pelle del tuo animale.
*Non gettare l'applicatore in questo momento!
- 3.7 Controlla che il sensore sia ben attaccato e premi delicatamente intorno all'area adesiva per circa 10 secondi.
4. Associa il sensore all'app
4.1 Usa l'app per scansionare il codice QR sul retro dell'applicatore per collegarlo.
4.2 Se la scansione non funziona, inserisci manualmente il codice di associazione.
5. Usa l'Overpatch (patch di rinforzo)
Per assicurare una buona adesione, applica l'overpatch incluso sopra il sensore.
Lo troverai nella busta dentro la confezione del prodotto.

Consigliamo una protezione aggiuntiva per animali molto attivi, ad esempio una maglietta aderente o una fascia morbida.

Importante:
Leggi attentamente le istruzioni complete incluse con il tuo dispositivo CGM.
Contengono informazioni essenziali su sicurezza, uso e manutenzione.
Visita [<https://www.furcarer.com/downloads>] o scansiona il codice QR nella Guida Rapida per i manuali più aggiornati.
Puoi anche contattare il distributore locale per assistenza.

Start your Sensor Instructions for Use EN-English

1. Installez l'application et connectez-vous
Scannez le code QR pour télécharger l'application FurCarer et créez un compte.
2. Préparez la zone d'application
2.1 Rasez la zone d'application sur votre animal pour enlever les poils. Plus la zone est propre, meilleure sera l'adhésion du capteur.
2.2 Nettoyez la peau rasée avec une lingette alcoolisée afin d'enlever saleté et huile. Laissez sécher complètement à l'air libre.
- Nous recommandons de placer le capteur sur le haut du dos ou le côté du cou/l'omoplate chez les chiens et les chats, endroit difficile d'accès pour eux.
3. Appliquez le capteur
3.1 Faites glisser le bouton bleu jusqu'à la position la plus haute.
*Poussez vers le haut jusqu'à ce qu'il ne puisse plus monter — un sceau argenté apparaîtra.
- 3.2 Retirez l'anneau de scellement et ouvrez le capuchon supérieur pour révéler le bouton de l'applicateur.
- 3.3 Appuyez fermement sur le bouton jusqu'à entendre un « clic ».
- 3.4 Dévissez et retirez le capuchon inférieur.
*Ne pas appuyer sur l'applicateur avant de le positionner sur votre animal.
- 3.5 Alignez l'applicateur verticalement sur la zone d'application. Appuyez fermement jusqu'à entendre un « clic ».
- 3.6 Retirez délicatement l'applicateur en le soulevant à la verticale.
Ne pas jeter l'applicateur pour le moment!
- 3.7 Vérifiez que le capteur est bien fixé et appuyez délicatement autour de la zone adhésive pendant environ 10 secondes.
4. Associez le capteur avec l'application
4.1 Utilisez l'application pour scanner le code QR situé à l'arrière de l'applicateur afin de le connecter.
4.2 Si le scan échoue, vous pouvez saisir manuellement le code d'appairage.
5. Appliquez l'Overpatch
Pour assurer un bon maintien, appliquez l'overpatch inclus au-dessus du capteur.
Vous le trouverez dans l'enveloppe à l'intérieur de la boîte.
- Nous recommandons une protection supplémentaire pour les animaux actifs, comme un vêtement ajusté ou un bandage doux si besoin.
- Important :**
Veuillez consulter attentivement les instructions complètes fournies avec votre appareil CGM.
Elles contiennent des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien.
Visitez [<https://www.furcarer.com/downloads>] ou scannez le code QR du guide rapide pour accéder aux manuels les plus récents.
Vous pouvez également contacter votre distributeur local pour obtenir du support.

FurCaret C0 Quick Start Guide



Inicia tu sensor

Instrucciones de uso – ES Español

1. Instala la APP y accede
Escanea el código QR para descargar la app FurCaret y registra una cuenta.

2. Prepara el lugar de aplicación

2.1 Rasura la zona de aplicación en tu mascota para remover el pelaje. Cuanto más limpia esté, mejor se adhiere el sensor.
2.2 Limpia la piel rasurada con una toallita con alcohol para eliminar suciedad y grasa. Deja que se seque completamente al aire.

Recomendamos colocar el sensor en la parte superior del lomo o en el lateral del cuello/área de la escápula (hueso del hombro) en perros y gatos, donde les cuesta alcanzarlo.

3. Aplica el sensor

3.1 Desliza el botón azul hasta la posición más alta.
*Empújalo hacia arriba hasta que no pueda subir más — verás que se libera un sello plateado.

3.2 Retira el anillo de sellado y abre la tapa superior para revelar el botón del aplicador.

3.3 Presiona firmemente el botón hasta escuchar un "clic".

3.4 Desenrosca y retira la tapa inferior.

*No presiones el aplicador antes de colocarlo sobre tu mascota.

3.5 Alinea el aplicador verticalmente en el sitio de aplicación. Presiona con firmeza hasta escuchar un "clic".

3.6 Levanta suavemente el aplicador en línea recta desde la piel.
*No deseches el aplicador todavía.

3.7 Verifica que el sensor esté adherido y presiona suavemente alrededor del adhesivo durante unos 10 segundos.

4. Empareja el sensor con la app

4.1 Usa la app para escanear el código QR en la parte posterior del aplicador y conectar el sensor.
4.2 Si el escaneo falla, puedes ingresar el código de emparejamiento manualmente.

5. Aplica el Overpatch

Para asegurar una colocación segura, aplica el overpatch incluido encima del sensor.
Lo encontrarás dentro del sobre que viene dentro de la caja del producto.

Recomendamos protección adicional para mascotas activas, como una camiseta ajustada o una venda suave si es necesario.

Importante:

Por favor, revisa las instrucciones completas incluidas con tu dispositivo CGM. Contienen información crucial sobre seguridad, uso y mantenimiento.
Visita [<https://www.furcarer.com/downloads>] o escanea el código QR en la Guía Rápida para acceder a los manuales más recientes.
También puedes contactar a tu distribuidor local para soporte del producto.

Inicie seu sensor

Instruções de Uso – PT Português

1. Instale o Aplicativo e Faça Login

Escaneie o código QR para baixar o aplicativo FurCaret e registre uma conta.

2. Prepare o Local de Aplicação

2.1 Rafe o local de aplicação no seu pet para remover os pelos. Quanto mais limpa a área, melhor será a adesão do sensor.

2.2 Limpe a pele raspada com um lenço com álcool para remover sujeira e oleosidade. Deixe a área secar completamente ao ar livre.

Recomendamos aplicar o sensor na parte superior das costas ou na lateral do pescoço/escápula de cães e gatos, onde é mais difícil para eles alcançarem.

3. Aplique o Sensor

3.1 Deslize o botão azul para a posição mais alta.
Empurre para cima até não conseguir mais — um selo prateado aparecerá.

3.2 Rasgue o anel de vedação e abra a tampa superior para revelar o botão do aplicador.

3.3 Pressione firmemente o botão até ouvir um som de "clique".

3.4 Desrosqueie e remova a tampa inferior.

*Não pressione o aplicador antes de colocá-lo no seu pet.

3.5 Alinhe o aplicador na vertical ao local de aplicação.

*Com a tampa superior fechada, pressione firmemente para baixo até ouvir um "clique".

3.6 Retire cuidadosamente o aplicador da pele do seu pet em linha reta.
*Por favor, não descarte o aplicador agora!

3.7 Verifique se o sensor está fixado e pressione suavemente ao redor da área adesiva por cerca de 10 segundos.

4. Emparelhe o Sensor com o Aplicativo

4.1 Use o aplicativo para escanear o código QR na parte de trás do aplicador e conectar o sensor.
4.2 Se a leitura falhar, você também pode inserir o código de pareamento manualmente.

5. Aplique o Adesivo de Proteção (Overpatch)

Para garantir uma fixação segura, aplique o adesivo de proteção incluído sobre o sensor.
Você o encontrará no envelope dentro da caixa do produto.

Recomendamos proteção extra para pets ativos — como uma camisa ajustada ou uma bandagem macia, se necessário.

Importante:

Leia atentamente o manual completo que acompanha seu dispositivo CGM. Ele contém orientações essenciais sobre segurança, uso e cuidados.
Acesse <https://www.furcarer.com/downloads> ou escaneie o código QR no Guia Rápido para obter os manuais mais atualizados.
Você também pode entrar em contato com seu distribuidor local para suporte ao produto.